








Ficha técnica REF 66.54.80

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.54.80	explorador doble pnt red 19cm Ø 1.2mm/2mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33433	GTIN	04046826112837
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	19cm Ø 1.2mm/2mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		