








## Ficha técnica REF 66.54.91

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.54.91	Kistner explorador doble fino 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33433	GTIN	04046826112851
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		