








## Ficha técnica REF 66.58.92

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.58.92	cureta p seno frontal 3x5mm 55° 19cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47525	GTIN	04046826113124
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	3x5mm 55° 19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		