







## Ficha técnica REF 66.59.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.59.70	Sewall legra 6mm 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826113148
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	6mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		