






## Ficha técnica REF 66.60.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.60.11	Eicken cánula irrig Ø 3mm 13.5cm Luer	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10730	GTIN	04046826113209
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-730
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 3mm 13.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		