






Ficha técnica REF 66.60.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.60.21	Killian cánula p aspir 3.0mm 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826113254
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-578
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,012	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	3.0mm 16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		