



Ficha técnica REF 66.60.61

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.60.61	aspirador p seno maxilar Ø 2.5mm crv 15cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826409999
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-578
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 2.5mm 15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		