



Ficha técnica REF 66.69.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.69.15	faringoscopio nasal flex Ø 3.8mm 300mm 8000 pixel	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	36709	GTIN	04046826113568
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-011
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;01;XD
Peso neto (kg)	3,300	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.46 (catálogo sinuscopia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	Ø 3.8mm 300mm 9800 Pixel	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		