



Ficha técnica REF 66.70.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.70.40	endoscopio Ø 4.0mm 175mm 0°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189020
GMDN	37180	GTIN	04046826113773
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-396
Clasificación	5, 6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,160	Manual de uso	G776000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 4.0mm 175mm 0°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	PEEK (Polyetheretherketon)		