



Ficha técnica REF 66.70.52

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.70.52	mango red p sinuscopio Ø 2.7mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47829	GTIN	04046826113827
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-146
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 2.7mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4310 (X10CrNi18-8)		