



Ficha técnica REF 67.14.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.14.15	Kasten coriotomo 19cm 65mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38797	GTIN	04046826114305
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-179
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,300	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	19cm	Revestimiento	Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio, que puede ser coloreada adicionalmente
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	3.3547 (AlMg4,5Mn)		