



Ficha técnica REF 67.14.35

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.14.35	Watson dermatomo ajustable 30.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38797	GTIN	04046826114350
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-179
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,320	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK24-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	30.5cm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	3.3206 (AlMgSi0,5)		
Otro	1.4034 (X46Cr13)		