



Ficha técnica REF 67.14.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.14.50	Schink dermatomo ajustable 30cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38797	GTIN	04046826114367
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-179
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,596	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK24-1
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	30cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		