






Ficha técnica REF 67.15.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.15.30	Cakir 90 legra 19cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826467500
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-291
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		