








## Ficha técnica REF 67.15.35

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.15.35	Yankauer elevador p tabique nasal 18cm 6mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826114398
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso neto (kg)	0,033	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	18cm 6mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		