






Ficha técnica REF 67.15.91

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.15.91	elevador aspir c obturador Ø 4mm 21cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826114473
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-506
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,036	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 4mm 21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		