






## Ficha técnica REF 67.15.98

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.15.98	Haraldsson elevador aspir 18.5cm Ø 3mm conexión p tubo	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826378837
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-506
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) 451.02.08 (Gubisch Essentials Essential Instrument Set) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastia moderna Folleto) 453.30.00 (daniel - Set de instrumentos para la rinoplastia avanzada Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18.5cm Ø 3mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		