








Ficha técnica REF 67.20.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.20.05	Kilner separador agu 10cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826114701
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	10cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		