







Ficha técnica REF 67.20.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.20.25	Fomon separador 2d abot 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826114770
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,021	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4024 (X15Cr13)		