






Ficha técnica REF 67.21.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.21.30	Walter separador 18.5cm c ilumin de luz fría	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826114848
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-033
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,112	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		