







Ficha técnica REF 67.30.52

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|--|---|
| Referencia | 67.30.52 | Gubisch osteotomo 20cm 2mm mango de aluminio | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 12846 | GTIN | 04046826401122 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-846 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;01;ai;48 |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK12-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastía moderna Folleto) 453.30.00 (daniel - Set de instrumentos para la rinoplastia avanzada Folleto) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 20cm 2mm | Revestimiento | Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Mango | 1.4021 (X20Cr13) 3.2315 (AlMgSi1) | | |