








## Ficha técnica REF 67.36.34

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.36.34	Moberg cinkel 18cm 14mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	10828	GTIN	04046826115425
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-828
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,076	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	18cm 14mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		