







## Ficha técnica REF 67.37.35

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.37.35	Schrom osteotomo c conduc 3mm 19.5cm p el lado izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12846	GTIN	04046826115517
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-846
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,045	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	3mm 19.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		