



## Ficha técnica REF 67.50.13

11.12.2025

| Datos generales   |  |                                    |                         |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|
| Referencia  | 67.50.13   | Converse tijera doble corte 13.5cm |                         |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana                   | 90189084                |
| GMDN  | 13495  | GTIN                               | 04046826115647          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                         | 13-495                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)  | 0,038  | Manual de uso                      | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación       | MPK23-1                 |
|   |  |                                    |                         |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                    |                         |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                   |                         |
|   |  |                                    |                         |
| Medida  | 13.5cm   | Revestimiento                      |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |  |                                    |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |                                    |                         |
| Material  |  |                                    |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |                                    |                         |
| Cuerpo  | 1.4117 (X38CrMoV15)  |                                    |                         |
| Tornillo  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |                                    |                         |