






## Ficha técnica REF 67.52.12

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.52.12	Fomon tijera rinoplastia 12cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826115722
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,026	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	12cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		