






Ficha técnica REF 67.53.71

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.53.71	Caplan tijera tabique nasal acod 20cm dent	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13495	GTIN	04046826115807
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-495
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,133	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastia moderna Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		