






## Ficha técnica REF 67.53.75

11.12.2025

| Datos generales   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Referencia  | 67.53.75   | Gorney tijera p rinoplastica 20cm dent |                         |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana                       | 90189084                |
| GMDN  | 13495  | GTIN                                   | 04046826115814          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                             | 13-495                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)  | 0,140  | Manual de uso                          | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación           | MPK23-1                 |
|   |  |  |                         |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |  |                         |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                       |                         |
|   |  |  |                         |
| Medida  | 20cm   | Revestimiento                          |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |  |  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |  |                         |
| Material  |  |  |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |  |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                         |
| Tornillo  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |  |                         |
| Mango   | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                         |
| Otro  | 1.4310 (X10CrNi18-8)   |  |                         |