



Ficha técnica REF 67.60.60

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.60.60	Fomon HM escofina fig 1/2 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826116286
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-290
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,059	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	20cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		