




Ficha técnica REF 67.75.07

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	67.75.07	Entner aguja conductora p mini lift 7cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826116965
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-729
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	7cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		