




Ficha técnica REF 679.61.35

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	679.61.35	pieza intermedia p tijera del Ø 5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33596	GTIN	04046826188931
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-484
Clasificación	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,047	Manual de uso	G910614
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	Ø 5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		