








Ficha técnica REF 68.01.36

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 68.01.36 | Obwegeser separador arr 23cm 14x70mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45918 | GTIN | 04046826117214 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-028 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg) | 0,076 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK12-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|    | | | |
| Medida | 23cm 14x70mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |