








## Ficha técnica REF 68.01.44

11.12.2025

| Datos generales   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Referencia  | 68.01.44   | Obwegeser separador abj 22.5cm 10x42mm |                         |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana                       | 90189084                |
| GMDN  | 45918  | GTIN                                   | 04046826117269          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                             | 12-028                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)  | 0,064  | Manual de uso                          | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación           | MPK12-1                 |
|     |  |  |                         |
| Medicon medios  | 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) |  |                         |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                       |                         |
|    |  |  |                         |
| Medida  | 22.5cm 10x42mm   | Revestimiento                          |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |  |  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |  |                         |
| Material  |  |  |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |  |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |  |                         |