






Ficha técnica REF 68.02.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.02.70	separador extra oral 25.5cm c ilumin de luz fría	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826118006
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	25.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		