





## Ficha técnica REF 68.02.75

11.12.2025

| Datos generales  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
| Referencia   | 68.02.75  | separador intra oral 24.5cm der c ilumin de luz fría |                |
| Unidad   | unid.   | Número de aduana                                     | 90189084       |
| GMDN   | 45918   | GTIN   | 04046826118051 |
| Clasificación  | 2a (EU MDD)   | UMDNS-Code   | 12-028         |
| Clasificación  | 7 (EU MDD)  | Base UDI-DI  |                |
| Peso neto (kg)   | 0,075   | Manual de uso  |                |
| Latex free   | si  | Instrucciones de preparación                         | MPK02          |
|   |   |  |                |
| Medicon medios   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) |  |                |
| Imagen completa  |   | Imagen detallada                                     |                |
|  |   |  |                |
| Medida   | 24.5cm  | Revestimiento  |                |
| Condiciones de almacenamiento  |   |  |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                             |   |  |                |
| Material   |   |  |                |
|  | N° de material (Denominación DIN)   |  |                |
| Cuerpo   | 1.4021 (X20Cr13)  |  |                |
| Mango  | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |  |                |
| Otro   | GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)  |  |                |