





## Ficha técnica REF 68.02.76

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.02.76	separador intra oral 24.5cm izq c ilumin de luz fría	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826118068
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-028
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,075	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	24.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		