





Ficha técnica REF 68.02.80

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.02.80	separador intra oral 28cm 14mm c ilumin de luz fría y ventana	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826440237
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,116	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	28cm 14mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		