







Ficha técnica REF 68.03.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.03.50	Tessier osteótomo 10mm rct 20.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12846	GTIN	04046826118303
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-825
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;01;ai;48
Peso neto (kg)	0,128	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	10mm 20.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		