







Ficha técnica REF 68.04.73

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.04.73	Obwegeser HM pinza p torcer alambre 12.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826118655
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	12.5cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4021 (X20Cr13) K40 (WcCo)		