







Ficha técnica REF 68.05.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.05.20	Wangerin posicionador 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826118846
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-689
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,070	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 451.08.13 (prospecto distract intraorales p la mand inferior y superior) 451.08.22 (prospecto distract transant p maxilar superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		