




Ficha técnica REF 68.07.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.07.15	Hakim separad intra oral 28cm c ilumin de luz fría y espejo	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826438975
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	28cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	GLASFASER (Dünne Faser die aus Glas besteht)		