



## Ficha técnica REF 68.23.14A

25.08.2026

| Datos generales |             |                                                                          |                    |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Referencia      | 68.23.14A   | tornillo de cabeza ranurada en cruz autoroscante con bloqueo 2.4 14mm Ti |                    |
| Unidad          | paq./10     | Número de aduana                                                         | 90211090           |
| GMDN            | 46638       | GTIN                                                                     | 04046826537296     |
| Clasificación   | (EU MDD)    | UMDNS-Code                                                               |                    |
| Clasificación   | NA (EU MDD) | Base UDI-DI                                                              | 4046826;B001;01;P8 |
| Peso neto (kg)  | 0,000       | Manual de uso                                                            | G689480            |
| Latex free      | si          | Instrucciones de preparación                                             | MPK06              |



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

|        |          |               |  |
|--------|----------|---------------|--|
| Medida | 2.4 14mm | Revestimiento |  |
|--------|----------|---------------|--|

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

N° de material (Denominación DIN)