



Ficha técnica REF 68.23.16A

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	68.23.16A	tornillo de cabeza ranurada en cruz autoroscante con bloqueo 2.4 16mm Ti	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	46638	GTIN	04046826537302
Clasificación	(EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;B001;01;P8
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689480
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

Medida

2.4 16mm

Revestimiento

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

N° de material (Denominación DIN)