



Ficha técnica REF 68.23.18A

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	68.23.18A	tornillo de cabeza ranurada en cruz autoroscante con bloqueo 2.4 18mm Ti	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	46638	GTIN	04046826537319
Clasificación	(EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;B001;01;P8
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689480
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

Medida	2.4 18mm	Revestimiento	
--------	----------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

N° de material (Denominación DIN)