





## Ficha técnica REF 68.24.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.24.03	Sachse micro sierra sagital c mango de silicona azul	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826431853
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-716
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G682402
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b> <b>Mango</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9) ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		