






## Ficha técnica REF 68.24.22

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.24.22	cánula lavadora p 68.24.10	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44985	GTIN	04046826119164
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	00-000
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		