









Ficha técnica REF 68.24.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.24.40	pieza de mano ang p Kirschner	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826119287
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,239	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
 60 °C	 90 %	 1060 hPa	
	 700 hPa		
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		