




## Ficha técnica REF 68.24.86

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.24.86	Adaptador de limpieza LL / INTRA	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826464981
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-726
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	0
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4035 (X46CrS13)		