





## Ficha técnica REF 68.25.15

11.12.2025

| Datos generales   |   |                              |                |
|---|---|------------------------------|----------------|
| Referencia  | 68.25.15  | hoja p/10 p 68.25.03         |                |
| Unidad  | paq./10   | Número de aduana             | 90189084       |
| GMDN  | 44491   | GTIN                         | 04046826119362 |
| Clasificación   | 2a (EU MDD)   | UMDNS-Code                   | 12-243         |
| Clasificación   | 6 (EU MDD)  | Base UDI-DI                  |                |
| Peso neto (kg)  | 0,005   | Manual de uso                |                |
| Latex free  | si  | Instrucciones de preparación | MPK01          |
|    |   |                              |                |
| Medicon medios  | 450.00.37 (catálogo ORL )                                       |                              |                |
| Imagen completa   |   | Imagen detallada             |                |
|   |   |                              |                |
| Condiciones de almacenamiento   |   |                              |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |   |                              |                |
| Material  |   |                              |                |
|   | N° de material (Denominación DIN)                               |                              |                |
| Cuerpo  | KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste) |                              |                |