







Ficha técnica REF 68.26.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	68.26.13	Tessier legra 6mm 18cm crv fuertem	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826119485
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgty) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	6mm 18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		