



Ficha técnica REF 68.28.06A

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	68.28.06A	tornillo de cabeza ranurada en cruz autoroscante 2.7 6mm Ti	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	46638	GTIN	04046826537326
Clasificación	(EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;B001;01;P8
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G689480
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK06
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	2.7 6mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		